

アプリ終了の手順

血圧測定率が不良であったり、患者さんから治療の意思がないなどの申し出があった場合は、医療機関のご判断で速やかに処方ステータスを「終了」に変更してください。

- 1 「処方一覧」タブを開き、該当の患者さんの右端「詳細」から「処方の詳細を確認する」をクリック

37037 井上 加奈子	CureApp HT	利用中	-	2024/06/10	2024/06/13	詳細
1234567891	CureApp HT	利用中	-	2024/05/28		詳細

- 2 「処方詳細」画面右上の「メニュー」から「処方情報の変更」をクリック

患者 太郎

カルテ番号 1234

性別 男性

生年月日 1990/01/01

CureApp HT

処方コード 0000000000

ステータス 利用中

処方開始日 2024/12/31 23:59

処方終了日 2024/01/01 23:59

- 3 処方情報の変更画面が表示されるので、「製品の利用をやめる」を選択し、「次へ」をクリック

製品の利用をやめる

製品の利用を再開する

製品の利用開始期限を延長する

処方を取り消す

次へ

- 4 「製品の利用を終了しますか？」と表示されるので、表示内容を確認のうえで「了承する」にチェックを入れて「完了」をクリック

製品の利用を終了しますか？

製品の利用をやめると、患者さんは本日から患者用製品を利用できなくなります。

よろしいですか？

また、当月利用分から処方・指導なしになります。

よろしいですか？

了承する

キャンセル

完了

これでアプリ終了の操作は完了です

APSに関するお問い合わせ先

ヘルプセンター

右上の3本線をクリックし、「FAQ&お問い合わせ」からヘルプセンターへアクセス



サポートへ連絡

受付時間：月～金 9:00-17:00
(祝祭日・年末年始を除く)

cureappsupport@cureapp.jp

03-6855-6593



APSクイック操作ガイド

APSログインの手順

- 1 APSのURLにアクセス

URLはお送りしております「アカウント登録完了のご案内」メールのAPS（アプリ処方サービス）部分にございます。お気に入りなどに登録しておくくと便利です。

- 2 証明書の選択画面が表示される場合 ※表示されない場合は2のログイン画面に進みます
- クライアント証明書の選択画面が表示された場合は、インストールしたクライアント証明書を選択して「OK」をクリックします。

証明書の選択

biz.aps.cureapp.net:443 での認証に使用する証明書を選択してください

件名	発行元	シリアル番号
	*.aps.cureapp.net	

証明書情報

OK

キャンセル

証明書の自動選択設定が可能です

ご希望の場合は、右のQRから「APSらくらく設定」についてご確認ください。



- 2 アカウントを選択してログイン

ログイン画面にて、ご自身のアカウントを選択します。パスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。
※パスワードがわからない場合は「パスワードを忘れた場合はこちら」をクリックしてください。

ログイン

ご自身のアカウントを選択して下さい

大倉 圭二

上野 さくら

細川 夏美

柿原 亜希子

パスワード入力

ご自身のパスワードを入力してください

大倉 圭二

パスワード

ログイン

パスワードを忘れた場合はこちら

これでログイン完了です



アプリ処方手順

1 APSにログイン後、画面右上にある
[新規処方]をクリック



2 患者さんの情報を入力し、
[この内容で処方]をクリック



3 [処方コードの印刷画面へ]を
クリックして印刷画面を表示



4 印刷画面または印刷した用紙に従って
患者さんにアプリのダウンロードと
処方コードの入力を依頼



処方コードはQRから
読み取ることも可能です。



これで処方完了です

利用実績の確認手順（毎月1日～10日）

利用実績に応じてご請求を行うため、毎月の確認をお願いします。以下の処方・指導を行った利用実績がある場合には請求の対象となります。
初月：CureApp HTを処方し、患者さんが利用できる状態にする
2か月目以降：医療従事者がCureApp HTを使った治療の管理下であることを確認したうえで、当該診察日以降の生活習慣改善を指導するため、医師アプリおよび医師アプリ相当のツールを利用する

1 利用実績タブから製品を選択

[利用実績]タブをクリックすると、ご契約の製品一覧が表示されます。
製品を選択すると、毎月1日～10日のみ利用実績を確認することができます。



2 利用実績の有無に合わせてボタンを変更

電子カルテ等から前月の利用実績が確認できるものをご用意いただき、
患者さんごとに前月の利用実績に合わせて[処方・指導あり／なし]ボタンを変更してください。



利用実績の自動連携について

APSや前月の医師アプリの操作に連携して
利用実績有無が自動で変更されます。
詳しくは右のQRからご確認いただけます。



3 実績確定ボタンをクリック

前月分の利用実績確認が全て完了したら[実績確定]ボタンをクリックしてください。
実績が確定すると、利用実績変更の操作がロックされ、誤操作を防ぐことができます。
※毎月1日～10日の間は利用実績を再編集することができます。編集したい場合は[実績を未確定に戻す]ボタンをクリックしてください。



これで利用実績確認の操作は完了です

毎月11日で利用実績が確定するため、それ以降の変更はできません。

利用実績に応じた支払い方法は、MF掛け払いInboxにてご確認ください <https://b.mfk.jp/get-start>